

NL
Gebruiksaanwijzing

Futurabond M is een ééncomponent, lichthardende en zelfetsende bonding versterkt met nano-deeltjes om een duurzame hechting te vormen tussen tandsubstantie en lichthardend vulmateriaal zonder randlekkeage.

Futurabond M vertoont gelijke hecht-eigenschappen als die van total-ets preparaties.

Futurabond M tolereert restvochtigheid.

Futurabond M is een universele bonding die te gebruiken is met alle lichthardende composieten, compomeren en Ormocer®en.

Indicatie:
Futurabond M is geschikt voor alle directe restauraties met lichthardende vulmaterialen in alle caviteitsklassen.

Toepassing:
a) Drogen <p>Vanwege het gebruik van lichthardende vulmaterialen is een droog werkvlak noodzakelijk. Vermijd elke contaminatie met bloed of speeksel.</p>
b) Prepareren <p>Prepareer de caviteit volgens de regels van de adhesieve restauratie-techniek. Spoel de caviteit grondig met water. Overtollig vocht met een luchtblazer verwijderen. Het dentine niet uitdrogen. Het dentine oppervlak moet licht vochtig blijven. Als de tand niet geprepareerd is, bijvoorbeeld bij een cervicaal defect, reinig dan het oppervlak grondig en ruw de glazuurranden op met een diamant boortje of ets met fosforzuur gel. Gebieden dicht bij de pulpa beschermen door een calciumhydroxide onderlaag.</p>
c) Appliceren <p>Bij gebruik van het flesje: Breng één druppel van Futurabond M aan op een mengpalet. Breng een dunne laag adhesief aan op het glazuur/dentine met een geschikte applicator en laat dit gedurende 20 s inwerken. Bij gebruik van de <i>SingleDose</i>: Een <i>SingleDose</i> bij de perforatierand afscheuren en de bedrukte zijde naar boven draaien. Met een Micro Tim de folie doorprikken. Het gat vergroten en door ronddraaien de Micro Tim bevochtigen met vloeistof.</p>
d) Drogen <p>Blaas de hechtlaag droog met een luchtblazer voor minstens 5 s.</p>
e) Polymeriseren <p>10 s met blauwlicht (halogeen- of LED-lamp) polymeriseren.</p>
f) Vullen <p>Breng het vulmateriaal aan volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.</p>

Aanwijzingen/voorzorgsmaatregelen:
Het mondslijmvlies kan na contact met Futurabond M wit verkleuren als gevolg van coagulatie van proteïnen. Dit is een omkeerbare reactie die na een aantal dagen afneemt. Fenolische producten, b.v. eugenolhoudende tijdelijke materialen, beïnvloeden het polymeriseren en mogen dan ook niet in contact met Futurabond M komen. <p>Futurabond M bevat organische zuren, UDMA, HEMA, camforoquinone en BHT. Niet gebruiken bij bekende allergische reacties voor één van deze ingrediënten. Vermijd contact met het mondslijmvlies. In geval van contact met de ogen goed uitspoelen met water en een arts raadplegen. Bij gebruik van de <i>SingleDose</i> moet het doorprikken van de folie niet in het bereik van de ogen plaatsvinden. Futurabond M is lichthardend en bevat vluchtig ethanol. Langdurig blootstellen aan fel licht (operatie lamp) en/of verdamping van het oplosmiddel veranderen de viscositeit van de bonding. De bonding moet dan ook binnen 5 minuten toegepast worden na het druppelen uit het flesje.</p>
Single Tim applicators maken nauwkeurig appliceren mogelijk.

Opslag en toepassingsadvies:
Het flesje met Futurabond M na gebruik goed afsluiten. Rechtop bewaren om terugvloeiend van de vloeistof te garanderen. Bewaren tussen 2°C en 8°C. <p>Futurabond M niet aan direct zonlicht of operatielamp blootstellen. Futurabond M niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.</p>

Onze preparaten worden ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde. Voor het gebruik van door ons geleverde preparaten geldt dat onze mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen naar beste weten worden gegeven, maar dat deze niet bindend zijn. Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de plicht de door ons geleverde preparaten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te keuren. Aangezien het gebruik van onze preparaten gebeurt buiten onze controle is deze uitsluitend voor uw eigen verantwoording. Uiteraard garanderen wij de kwaliteit van onze preparaten in overeenstemming met de bestaande normen als ook in overeenstemming met de voorwaarden als vastgelegd in onze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden.

DK
Brugsanvisning

Futurabond M er en enkomponent, lyshærdende og selvætsende binding, som er forstærket med nanopartikler for stærkere binding mellem tandsubstans og lyshærdende kompositser.

Futurabond M udviser de samme adhæsive præstationer som total-etch, uden separat ætsning af tandsubstans.

Futurabond M tåler fugt.

Futurabond M er en all-purpose adhæsiv, som kan bruges med alle lyshærdende kompositser og Ormocer®er.

Indikationer:
Futurabond M , ken bruges til alle restorationer med lyshærdende komposit, i alle cavitets-klasser.

Instruktion:
a) Tørlægning <p>Et tort arbejdsområde kræves, når man arbejder med lyshærdende fyldningsmaterialer. Undgå al kontaminering med blod eller spyt.</p>
b) Preparation <p>Preparer efter gældende principper for adhæsive restaurativ teknik. Rens grundigt med vand. Fjern overskydende vand med luft. Undgå at overtørre. Dentinoverfladen bør være let fugtig. Hvis tanden ikke har været prepareret (f.eks. cervical defekt), rens grundigt og gør emaljen ru men en diamant eller æts med en fosforsyre-gel. Beskyt områder tæt på pulpa, med et passende Calciumhydroxyd produkt.</p>
c) Applikation <p>Ved anvendelse af flaske: Tag en dråbe Futurabond M, på en mixing pallete. Påfør et moderat tyndt lag på hele dentin og emalje overfladen, med en passende applicator. Lad det virke i ca 20 s. Ved anvendelse af <i>SingleDose</i>: Løsgør en <i>SingleDose</i> ved perforationen og vend siden med print opad. Bræk gennem foliet med Micro Tim, gør åbningen større og befugt børsten med væske med roterende bevægelser.</p>
d) Tørlæg <p>Tor adhesiv overfladen med luft i ca 5 s.</p>
e) Lyshærdning <p>Lyshærd med en blå halogen eller LED-lampe i 10 s.</p>
f) Fyldningsmaterialet <p>Applicer nu fyldningsmaterialet efter producentens foreskrifter.</p>

Information/advvarsler:
Kontakt med oral mucosa, kan resultere i hvide misfarvninger, grundet coagulation af proteiner. Dette er ikke farligt, og forsvinder i løbet af et par dage. Eugenolholdige produkter kan have indfyldelse på hærdningen, og må derfor ikke komme i kontakt med Futurabond M . <p>Futurabond M indeholder organiske syrer, UDMA, HEMA, Camperchinon og BHT. Brug ikke ved kendte allergier og undgå kontakt med mucosa. Ved øjenkontakt, skyld med vand og kontakt læge. Ved brug af <i>SingleDose</i> bør punktering af folien ikke foretages i umiddelbar nærhed af øjnene.</p>
Futurabond M er lyshærdende og indeholder ethanol, belysning med ambient lys (Op-lampe m.v.) og fordampning af opløsningsmidlet, ændrer viscusiteten af produktet. Det skal derfor appliceres i løbet af få minutter, efter at være hældt ud af flasken. Single Tim applicator forenkler præcis application.

Råd omkring opbevarig og application:
Skru låget ordentligt på efter brug. Opbevar flasken i opret stilling, for at garantere "flow-back" af væsken. Opbevaring ved temperaturer mellem 2°C og 8°C. <p>Undgå direkte sollys og lys fra Op-lampe. Brug ikke efter udløbsdato.</p>

Vore præparater udvikles til brug inden for dentalområdet. Vores mundtlige henholdsvis skriftlige anvisninger og rådgivning om brug af vore præparater er afgivet uforbindende og i overensstemmelse med vores bedste viden. De bør imidlertid under alle omstændigheder selv forvisse Dem om, at præparatet er egnet til det påtænkte formål. Efter- som anvendelsen af vore præparater ikke er underlagt vor kontrol, er denne udelukkende på Deres eget ansvar. Vi garanterer naturligvis for, at kvaliteten af vore præparater opfylder eksisterende normer samt de standarder, som er fastlagt i vore generelle salgs- og leveringsbetin-gelser.

FI
Käyttöohjeet

Futurabond M on yksikomponenttinen, valokovetteinen itse-etsaava sidosaine vahvistettuna nanopartikkeleilla, joiden avulla saadaan aikaiseksi kestävä sidos kovan aineksen ja valokovetteisten täytemateriaalien kanssa ilman renuavuotoja.
Futurabond M käsittää samat adhesiivin ominaisuudet kuin total-etch preparaatioissa ilman erillistä hammasaineksen etsausta.
Futurabond M sietää jäännöskosteutta.
Futurabond M on kaikkiin tarkoituksiin sopiva adhesiivi käytettäväksi valokovetteisten yhdistelmänuovien, kompomeereri ja Ormocer®ien kanssa.

Käyttöalueet:
Futurabond M soveltuu käytettäväksi suoriin restoraatioihin ja kaikkiin kaviteetilookkiin valokovetteisten täyttemateriaalien kanssa.

Käyttötapa:
a) Kuivaus <p>Koska seuraavaksi lisätään valokovetteista täyttemateriaalia, työn alla oleva alue on kuivattava. Vältä kaviteetin kontaminoitumista syljen tai veren kanssa.</p>
b) Valmistelu <p>Preparoi kaviteetti noudattaen yleisiä adhesiivi restoraatioiden täyttötekniikoita. Huuhtele kaviteetti huolellisesti. Poista ylimääräinen kosteus ilmapuustaimen avulla. Älä kuivaa liikaa dentiniä. Dentiinin pinta pitäisi jäädä hieman kosteaksi. Mikäli hammasta ei ole preparoitu (esim. kervikaalide-fektiit) tulisi pinta puhdistaa huolellisesti ja kiillereuna tulisi karhen-taa viimeistelytimantilla tai etsata fosforihappogeelillä. Pulpan läheisyydessä olevat alueet tulisi suojata sopivalla kalsium-hydroksidipohjaisella linerilla.</p>
c) Applikointi <p>Käytettäessä pulloversiota: Annostele yksi tippa Futurabond M:ää sekoituscuppiin. Applikoi kohtalaisen ohut kerros adhesiivilla kiilteeseen/dentiiniin siihen soveltuvalla viejällä ja anna vaikuttaa 20 s. Käytettäessä <i>SingleDose</i> kerta-annosta: Irrota <i>SingleDose</i> kerta-annos rei’ityksen kohdalta ja käännä painettu puoli ylöspäin. Lävistä folio Micro Timillä, suureнна aukkoa ja kostuta sivellin nesteeseen pyörivin liikkein.</p>
d) Kuivaus <p>Kuivaa adhesiivikerrosta ilmapuustaimella vähintään 5 sekunnin ajan.</p>
e) Valokovetus <p>Polymeroi sidoskerros sinisellä valolla (halogeenivalolla tai LED-valolla) 10 sekunnin ajan.</p>
f) Täyte <p>Applikoi täyte valmistajan ohjeita noudattaen.</p>

Lisätiedot/varoituimenpiteet:
Futurabond M :n kontakti suun limakalvoon saattaa aiheuttaa vaaleita värimuutoksia, jotka johtuvat proteiinien hyytymisestä. Tilanne palautuu ennalleen muutamassa päivässä. Fenolipitoiset aineet (esim. eugenolia sisältävät väliaikaiset materiaa-ilit) häiritsevät kovettumista ja niitä ei saa olla kontaktissa Futurabond M :n kanssa. Futurabond M sisältää orgaanisia happoja, UDMAa, HEMAa, kamfrokinonia ja BHT:tä. Tuotetta ei saa käyttää, jos on todettu aller-giaa kyseisille ainesosille. Vältä kosketusta suun limakalvon kanssa. Jos Futurabond M :ää joutuu silmiin, huuhtele silmät heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Käytettäessä <i>SingleDose</i> a, älä puhkaise foliota Single Tim illä silmien lähetyvillä. Futurabond M on valokovetteinen ja sisältää haihtuvaa etanolia. Liiallinen altistuminen ympäröivälle valolle (tuolivalo) ja/tai luottimen haihtuminen muuttaa sidosaineen viskositeettia. Sen vuoksi sidosaine täytyy käyttää viiden minuutin kuluessa siitä kun se on annosteltu pullosta. Single Tim ohuet kertakäyttöstiksit mahdollistavat tarkan ja ohuen applikoinnin.
Tietoa säilytyksestä ja käytöstä: <p>Sulje Futurabond M pullo tiiviisti heti käytön jälkeen. Säilytä pysty- asennoissa, jotta taataan nesteen takaisinvirtaus. Säilytä 2°C - 8°C :ssa. Futurabond M:ää ei saa altistaa suoraan auringonvalolle tai tuoliwalolle. Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäi-väyksen jälkeen.</p>

Tuotteemme on kehitetty hammaslääkintäkäyttöön. Toimittamiemme tuotteiden käyttöä koskevat suulliset ja/tai kirjalliset tiedot ovat käytös-sämme olleiden parhaiden tietojemme mukaisia ja ne eivät ole velvoittavia. Antamamme tiedot tai neuvot eivät vapauta käyttäjää arvioimasta toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiottuun käyttöön. Koska emme voi valvoa toimittamiemme tuotteiden käyttöä, käyttäjä on itse täysin vastuussa niiden käytöstä. Takaamme luonnolli-esti valmisteidemme voimassa olevien standardien mukaisen laadun ja myyntiä sekä jakelua koskevien yleisten sopimusehtojen mukai-suuden.

NO
Bruksanvisning

Futurabond M er en enkomponent, lysherdende, selv-etsende bonding, forsterket med nanopartikler, som gir varig bonding mellom tandsubstans og lysherdende fyllingsmaterialer uten marginal lekkasje.

Futurabond M viser de samme adhesive egenskaper som total etsing bondinger uten separat etsing av tannsubstansen.

Futurabond M tolererer restfuktighet.

Futurabond M kan brukes universalt med alle lysherdende kompo-sitter, kompomerer og Ormocer®.

Bruksområder:
Futurabond M er egnet for fyllinger med lysherdende materialer i alle klasser av fyllinger.

Applikasjon:
a) Tøking <p>For di det skal brukes lysherdende fyllingsmateriale må arbeids-området være tørt. Unngå forurensing av blod og spytt.</p>
b) Preparering <p>Preparer kaviteten etter vanlige prinsipper for adhesiv fyllingstek-nikk. Spyl kaviteten helt ren. Fjern overflødig fuktighet, men la dentinet være litt fuktig. Dersom tannen ikke har vært preparert (f.eks. cervical defekt), må overflaten rengjøres grundig og emaljen gjøres ru med en diamant eller etses med fosforsyre. Områder nær pulpa må beskyttes med et egnet foringsmateriale basert på calsium hydroksid.</p>
c) Applikasjon <p>Ved bruk av flaske: Drypp en dråpe Futurabond M på en blandepallett. Appliser et ikke for tynt lag av adhesivet på emaljen/dentinet med en passende applikator og la det virke i 20 s. Ved bruk av <i>SingleDose</i>: Riv av en <i>SingleDose</i> ved perforeringen og snu den slik at den skrevne siden ligger opp. Bryt igjennom med Micro Tim, lag hullet større og fukt børsten med væske ved sirkelbevegelser.</p>
d) Tøking <p>Tørk adhesiv laget med en luftstrøm i minst 5 s.</p>
e) Polymerisering <p>Polymiser med blått lys (halogen- eller LED-lys) i 10 s.</p>
f) Fylling <p>Appliser fyllingsmaterialet i henhold til produsentens instruksjoner.</p>

Indikasjoner og forbehold:
Futurabond M som kommer i kontakt med slimhinner kan føre til en hvit misfarging, på grunn av koagulering av proteiner. Dette er en midlertidig misfarging som vil bli borte i løpet av noen få dager. Fenol substanser (for eksempel eugenol-holdige midlertidige materi-aler) forstyrrer polymeriseringen og må ikke komme i kontakt med Futurabond M . Futurabond M inneholder organiske syrer, UDMA, HEMA, kamferchi-non og BHT. Skal ikke brukes ved kjente allergier til disse ingredien-sene. Unngå kontakt med slimhinner. Ved kontakt med Futurabond M i øyne, skyll øyeblikkelig med mye vann og kontakt lege. Ved bruk av <i>SingleDose</i> , må ikke punktering av folien med en Single Tim foregå i nærheten av øynene. Futurabond M er lysherdende, og inneholder flyktig ethanol. Ekspo-nering mot andre lyskilder, som f.eks behandlings-lyset og/eller fordampning av solventen kan påvirke viskositeten i bondingen. Den må derfor appliseres innen 5 minutter etter at den har blitt tappet fra flasken. Single Tim ’s tynne applikasjonsbørster gjør presise applikasjoner lettere.

Informasjon om lagring og applikasjon:
Lukk Futurabond M flasken godt etter bruk. Lagre den i stående stilling for å sikre at væsken renner tilbake i flasken. Lagres ved en temperatur mellom 2°C og 8°C. <p>Ikke utsett Futurabond M for direkte sollys eller arbeidsllys. Futurabond M skal ikke brukes etter holdbarhetsdatoens utlop.</p>

Våre produkter er utviklet for bruk i dentalbransjen. Når det gjelder våre produkter er våre muntlige eller skriftlige informasjoner gitt etter beste viten og uten forpliktelse. Vår informasjon og våre anbefalinger fritar deg ikke for ansvaret for at produktet brukes til det produktet er ment for. Siden bruk av våre produkter skjer uten vår kontroll er den fullstendig på eget ansvar. Selvfølgelig garanterer vi for kvaliteten på våre produkter som følger internasjonale standarder og de betingelser som er stipulert i våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

SE
Bruksanvisning

Futurabond M är en nanoförstärkt, ljushärdande och självetsande enkomponentbonding som ger en spaltfri och hållbar bindning mellan tandsubstans och ljushärdande fyllningsmaterial.

Futurabond M visar samma adhesiva egenskaper som totalets-system, men utan separat etsning av tandsubstansen.

Futurabond M är inte känsligt för fuktighet.

Futurabond M är en all round-adhesiv för användning tillsammans med alla ljushärdande kompositser, kompomerer och Ormocer®er.

Indikationer:
Futurabond M är lämpligt för direkta restaureringar med ljushärdande fyllningsmaterial i alla kavitetsklasser.

Instruktioner:
a) Torrläggning <p>Ett torrt arbetsfält behövs på grund av den påföljande applice-ringen av ljushärdande fyllningsmaterial. Undvik kontaminering av blod eller saliv.</p>
b) Preparation <p>Preparera kaviteten utifrån principerna för adhesiv teknik. Skölj kaviteten noga med vatten. Ta bort överskottsfukt med lätt luftblå-string. Övertorka inte dentinet. Dentyntyan skall vara lätt fuktig. Om tanden inte preparerats (t ex vid cervikala defekter), rengör ytan noga och rugga upp emaljkan-ten med en fin diamant eller etsa med fosforsyra. Pulpanära ytor skyddas med en lämplig kalciumhydroxidbaserad liner.</p>
c) ApPLICERING <p>Vid användning av flaska: Häll upp en droppe Futurabond M på en blandningsplatta. Appli-cera ett relativt tunt lager av adhesiven på emalj och dentin med en lämplig applikator och låt den verka i 20 s. Vid anvä ndning av <i>SingleDose</i>: Lösögör en <i>SingleDose</i> genom att riva av i perforeringen og lägg den med tryckta sidan uppåt. Tryck håll på folien med Micro Tim, vridga hålet och vät borsten i vätskan genom en cirkelrörelse.</p>
d) Torkning <p>Torka det adhesiva lagret med luftblåstring i minst 5 s.</p>
e) Polymerisering <p>Polymerisera med blått ljus (halogen eller LED) i 10 s.</p>
f) Fyllningsmaterial <p>Applícera fyllningsmaterialet i enlighet med tillverkarens instruktio-ner.</p>

Varningar/försiktighetsåtgärder:
Vid kontakt med Futurabond M på munslmhinnan kan vita miss-färgningar uppstå på grund av koagulation av proteiner. Detta är ett reversibelt tillstånd som försvinner inom några dagar. Fenolsbstanser (t ex provisoriska material med eugenol) stör poly-meriseringen och skall inte komma i kontakt med Futurabond M . Futurabond M innehåller organiska syror, UDMA, HEMA, kamferki-non och BHT. Använd inte på patienter med känd allergi mot någon av dessa ingredienser. Undvik kontakt med munslmhinnan. Vid ögonkontakt med Futurabond M , skölj med mycket vatten och konsultera läkare. Vid användning av <i>SingleDose</i> , tryck inte håll på folien med en Single Tim i direkt närhet av ögonen. Futurabond M är ljushärdande och innehåller flyktig etanol. Omgiv-vande kraftigt ljus (op-lampån) och/eller dunstning av lösningsmedlet ändrar viskositeten på bondingen. Den måste därför appliceras inom fem minuter efter att den hållts upp ur flaskan. Single Tim applikatorer underlättar en precis applicering.

Förvaring och råd vid applicering:
Stäng Futurabond M noga efter användning. Förvara upprättstående för att garantera att vätskan rinner tillbaka. Förvara vid temperatur mellan 2°C - 8°C. <p>Utsätt inte Futurabond M för direkt solljus eller op-ljus. Använd inte Futurabond M efter utgångsdatum.</p>

Våra beredningar är utvecklade för dentalområdet. Den information vi lämnat avspeglar vår kunskap i dagsläget om användning av produk-ten, men innebär ingen garanti från vår sida. Våra muntliga eller skrift-liga upplysningar och/eller råd befriar inte användaren från skyldigheten att själv bedöma huruvida produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. Eftersom vi inte kan styra hur produkten används faller hela ansvaret på användaren i det enskilda fallet. Vi garanterar natur-ligtvis att vår produkt uppfyller kraven i tillämpliga standarder och motsvarar de villkor som anges i våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.	
Last revised: 06/2011	
VOCO GmbH Anton-Flettner-Str. 1-3 27472 Cuxhaven Germany	Phone +49 (4721) 719-0 Fax +49 (4721) 719-140 e-mail: marketing@voco.com www.voco.com
	

<p>VC 60 AA1350 E1 0611 99 © by VOCO</p>
--

Инструкции за употреба

Futurabond M

Futurabond M е енокомпонентен, фотополимеризиращ, самоец-ваш адхезивен агент, усилен с наночастици, прилаган за изграж-дане на здрава връзка без маргинална цепнатина между зъбната субстанция и фотополимеризиращите обтуровъчни материали.

Futurabond M показва същите адхезивни свойства като препара-тите за totally ецване без да се налага отделно ецване на зъб-ната субстанция.

Futurabond M толерира остатъчната влага.

Futurabond M може да се използва за всяка клинична ситуация и е съвместим с всички фотополимеризиращи композити, компо-мери и Ормосери®.

Futurabond M

Показания:
Futurabond M е подходящ за директни възстановявания с използ-ване на фотополимеризиращи обтуровъчни материали при всички класове кавитети.

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Указания:
a) Подсушаване
Необходимо е сухо работно поле поради последващото из-ползване на фотополимеризиращ възстановителен материал. Избягвайте всяко замърсяване със слюнка или кръв.

- б) Препарация**
Препарирайте кавитета според принципите на адхезивната възстановителна техника. Изплакнете обилно кавитета с вода. Отстранете излишната влага с нежна въздушна струя. Не пресушавайте дентина. Дентиновата повърхност трябва да остане леко влажна. Ако зъбът не е бил препариран (напр. при цервикален дефект), старателно почистете повърхността и разграпайте емайло-вите граници с финирен диамантен борер или ецвайте с гел на фосфорната киселина. Предпазете зоните в близост с пуплата с подходяща подложка на основа на калциев хидроксид.
- в) Нанасяне**
Когато използвате бутилката:
Капнете 1 капка **Futurabond M** върху смесителната палитра. Нанесете умерено тънък слой от адхезив върху емайла/ден-тина с подходящ апликатор и оставете да действа 20 с.
Когато използвате Единични Дози:
Откъснете Единичната Доза по перфорацията и я обърнете с напечатаната страна нагоре. Пробийте фолиото с **Micro Tim**, разширете отвора и навлажнете четката с течност като използ-вате кръгови движения.

- г) Подсушаване**
Подсушете адхезивния слой с въздушна струя за най-малко 5 с.
- д) Полимеризация**
Полимеризирайте със синя светлина (халогенна или LED свет-лина) за 10 с.
- е) Възстановяване**
Нанесете възстановителния материал в съответствие с инструкции на производителя.

Futurabond M

Предупреждения/предпазни мерки:
Контактът на **Futurabond M** с оралната лигавица може да доведе до поява на безсимпнови петна поради коагулация на белтъците. Това е обратимо и изчезва за няколко дни. Фенолните съединения (напр. евгенол-съдържащи временни ци-менти) пречат на полимеризацията и следователно не трябва да бъдат в контакт с **Futurabond M**. **Futurabond M** съдържа органични киселини, UDMA, HEMA, кам-форохинон и BHT. Не използвайте в случаи на известна алергия към някои от тези съставки. Избягвайте контакт с оралната лига-вица. В случай на контакт на **Futurabond M** с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. Когато използвате единични дози, пробиването на фолиото със **Single Tim** не трябва да става в близко съседство с очите. **Futurabond M** е фотополимеризиращ и съдържа летлив етанол. Прекомерното излагане на светлина (светлината на юнита) *и/или* изпаряването на разтворителя променят вискозитета на адхезив-ния агент. Ето защо той трябва да се използва в рамките на 5 мин. след накапването от бутилката. Апликаторите **Single Tim** улесняват прецизното нанасяне.

Futurabond M

Съвети за съхранение и използване:
Затваряйте плътно бутилката **Futurabond M** след употреба. Съх-ранявайте в изправно положение, за да се гарантира, че няма да има изтичане от бутилката. Съхранявайте при температури между 2°С - 8°С. Не излагайте **Futurabond M** на директна слънчева свет-лина или на светлината на рефлектора. Не използвайте **Futurabond M** след изтичане срока на годност.

Нашите продукти са предназначени за използване в стоматоло-гията. Цо се отнася до приложението на доставяните от нас продукти, устната и/или писмената информация, която предоста-вяме за тях е най-добрата, с която разполагаме. Тя не е задъл-жителна. Нашата информация и/или препоръки не ви освобождават от задължението сами да изпробвате качествата на материала, отнесени към предназначенията му. Тъй като работата с нашите продукти е във от нашия контрол, потребите-лят е лично отговорен за използването им. Разбира се, ние га-рантираме, че нашите продукти отговарят на съществуващите стандарти за качество и изисквания към условията, които ние поставяме към продажбите и доставянето.

SI

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

SK

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Návod na použití

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

LT

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M

Futurabond M