

VOCO**(GB)**

Ionolux

Application capsules

Instructions for use

Ionolux AC is a resin-reinforced light-curing radiopaque glass-polyalkenoate restorative in application capsules (AC). The material has outstanding aesthetics, good handling properties and high chemical adhesion. Each application capsule delivers a minimum of 0.14 ml of material.

Shades: A1, A2, A3**Indications:**

- Restorations class III and V, especially cervical fillings and root caries
- Fillings on deciduous teeth
- Small class I fillings
- Temporary fillings
- Core build-up
- Lining

Method of use:**Preparation:**

In principle, cavity preparation should be carried out only minimally invasive, to save healthy tooth substance. It is not necessary to prepare undercuts. Class V cavities should have a minimum depth of 1 mm. Remove preparation residues with water spray, then dry with air so that the surface remains slightly glossy (do not overdry).

Lining:

Areas close to the pulp should be protected with a calcium hydroxide lining.

Activation:

To activate the capsule, the content of the sachet under the clamp has to be completely injected into the capsule chamber. This is carried out with a capsule activator (cf. respective Instructions for use). Insert the AC capsule into the activator with the nozzle pointing upwards and the clamp pointing towards the moveable part of the activator. **Press the lever of the activator completely down and hold in this position for 2 s.** Use the material at room temperature (15°C – 23°C).

Mixing:

Fix the activated capsule in a high-frequency mixer with 4,000 – 4,500 oscillations per minute, and mix for 10 seconds. Remove capsule from the mixer immediately after the end of mixing.

Working time and consistency are influenced by the individual mixer type and may be adjusted by varying the mixing time.

Opening:

To open the capsule, turn the twist cap and nozzle clockwise through 180° until you notice a stop (see arrow on the cap).

Application:

Insert the opened capsule into an applicator (cf. respective Instructions for use). By turning the capsule in the activator, the nozzle can be directed into the desired direction. Apply the material directly into the cavity by pressing the lever of the applicator. Place a matrix, if necessary. Avoid unnecessary waiting times between mixing an application since the setting of the material may make application more complicated.

Shape the filling and then light-cure with a suitable polymerisation lamp. Fillings of more than 2 mm thickness should be applied and light-cured in layers.

At room temperature, **Ionolux AC** has a working time of 3 min. Higher temperatures shorten the working time, lower temperatures prolong it.

Light-curing:

The material can be light-cured with market-available polymerisation lamps. Their output should not be lower than 500 mW/cm². The curing time is 20 s per layer. Hold the tip of the light-curing lamp as close as possible to the surface of the filling. If the distance is more than 5 mm, the curing depth will be smaller.

Powder/liquid ratio [g/g]	2,7:1
Available amount [ml]	0.14 minimum
Mixing time [s]	10
Working time [min]	>3:00
Light-curing [s]	20

Finishing:

After light-curing, remove excess material and finish and polish the filling as usual.

Information/precautionary measures:

- Please note that the AC capsule has to be mixed right after its activation.
- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a cotton soaked in alcohol. Flush with water.
- In case of contact with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- Ionolux AC** contains polyacrylic acid, fluorosilicate glass, amines, BHT and methacrylates. Do not use **Ionolux AC** in case of known allergies against any of the ingredients.
- Phenolic substances, especially eugenol- and thymol-containing preparations disturb the polymerisation of the restorative. Do not use zinc-oxide eugenol cements or other eugenol-containing materials together with **Ionolux AC**.

Storage:

Store at 4°C – 23°C in the unopened blister bags.

Do not use **Ionolux AC** after the expiry date.

Our preparations have been developed for use in dentistry. As far as the application of the products delivered by us is concerned, our verbal and/or written information has been given to the best of our knowledge and without obligation. Our information and/or advice do not relieve you from examining the materials delivered by us as to their suitability for the intended purposes of application. As the application of our preparations is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our preparations in accordance with the existing standards and corresponding to the conditions as stipulated in our general terms of sale and delivery.

(DE)

Gebrauchsanweisung

(CE) 0482

Ionolux AC ist ein kunststoffverstärktes lichthärtendes röntgensichtbares Glaspolyalkenoatauffüllungsmaterial in der Application Capsule (AC). Das Material zeichnet sich durch hervorragende Ästhetik, gute Verarbeitbarkeit und hohe Eigenhaftung aus.

Aus jeder Applikationskapsel sind mind. 0,14 ml verfügbar.

Farben:

A1, A2, A3

Anwendungsgebiete:

- Füllungen der Klassen III und V, v. a. zervikale Füllungen und Wurzelkaries
- Füllungen von Milchzähnen
- Füllungen kleine Klasse I
- Temporäre Füllungen
- Stumpfaufbauten
- Unterfüllungen

Verarbeitung:**Präparation:**

Grundsätzlich sollte die Kavitätenpräparation zur Schonung gesunder Zahnhartsubstanz nur minimal invasiv erfolgen. Die Präparation von Unterschritten ist nicht notwendig. Klasse V-Kavitäten sollten eine Mindestdtiefe von 1 mm haben. Präparationsrückstände mit Wasserspray entfernen und mit Luft trocknen bis die Oberfläche noch schwach glänzt (nicht über-trocknen).

Unterfüllung:

Zum Schutz von pulpennahen Bereichen eine Unterfüllung mit einem Kalziumhydroxid-Präparat legen.

Aktivieren:

Beim Aktivieren muss die Flüssigkeit aus dem unter der Klammer befindlichen Folienkissen möglichst vollständig in das Kapselinnere gedrückt werden. Dies geschieht mit Hilfe eines Kapselaktivators (siehe entsprechende Gebrauchsinformation). Dazu die Kapsel so in den Aktivator einsetzen, dass die Applikationskanüle herausragt und die Klammer zum beweglichen Teil des Aktivators weist. **Hebel 2 s am Anschlag gedrückt halten.** Das Füllungsmaterial bei Raumtemperatur (15°C - 23°C) verarbeiten.

Mischen:

Die aktivierte Kapsel in einen Hochfrequenzmischer mit 4.000 – 4.500 Schwingungen pro Minute einspannen und ca. 10 s mischen lassen. Kapsel sofort aus dem Mischer nehmen.

Verarbeitungszeit und Konsistenz werden vom jeweiligen Kapselmischer-Typ beeinflusst und können durch Variation der Mischzeit eingestellt werden.

Öffnen:

Drehverschluss mit Applikationskanüle durch eine 180° Drehung (siehe auch Prägung auf der Verschlusskappe) bis zum spürbaren Anschlag öffnen.

Applikation:

Die geöffnete Kapsel in die Halterung einer Applikationszange (siehe entsprechende Gebrauchsinformation) einsetzen. Durch Drehen der Kapsel in der Halterung kann die Kanüle beliebig ausgerichtet werden. Material durch Betätigen des Hebels direkt in die vorbereitete Kavität geben. Falls erforderlich, kann eine Matriz angelegt werden. Unnötige Wartezeiten zwischen Mischen und Applikation sollten vermieden werden, da die Aushärtung des Materials die Verarbeitung behindern kann.

Füllung ausarbeiten, anschließend mit einer geeigneten Polymerisationslampe lichthärten.

Füllungen über 2 mm Dicke schichtweise applizieren und aushärten.

Ionolux AC lässt sich bei Raumtemperatur mind. 3 min verarbeiten. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit.

Lichthärtung:

Zur Lichthärtung des Materials sind handelsübliche Polymerisationslam-pen geeignet. Die Lichtleistung sollte 500 mW/cm² nicht unterschreiten. Die Aushärtezeiten betragen mind. 20 s pro Schicht. Die Lichtquelle so nah wie möglich an die Zementoberfläche halten. Bei einem Abstand von mehr als 5 mm ist mit einer schlechteren Durchhärtung zu rechnen.

Pulver/Flüssigkeit-Verhältnis [g/g]	2,7:1
verfügbare Menge [ml]	mind. 0,14
Mischzeit [s]	10
Verarbeitungszeit [min]	>3:00
Lichthärtung [s]	20

Ausarbeitung:

Nach der Lichthärtung können Überschüsse entfernt und die Füllung wie gewohnt finiert und poliert werden.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Es ist zu beachten, dass die AC-Kapsel sofort nach dem Aktivieren zu mischen ist.
- Bei Kontakt mit der Haut oder Schleimhaut mit einem alkoholgetränkten Tupfer entfernen und anschließend mit Wasser spülen.
- Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Ionolux AC** enthält Polyacrylsäure, Fluorosilikatglas, Amine, BHT und Methacrylate. Sollten Überempfindlichkeiten gegen diese Bestandteile bestehen, sollte **Ionolux AC** nicht angewendet werden.
- Phenolische Substanzen, insbesondere eugenol- und thymolhaltige Präparate führen zu Aushärtungsstörungen des Füllungsmaterials. Die Verwendung von Zinkoxid-Eugenol-Zementen oder anderer eugenolhaltiger Werkstoffe in Verbindung mit **Ionolux AC** ist daher zu vermeiden.

Lagerhinweise:

Nos préparations ont été développées pour utilisation en dentisterie. Quant à l'utilisation des produits que nous livrons, les indications données verbalement et/ou par écrit ont été données en bonne connaissance de cause et sans engagement de notre part. Nos indications et/ou nos conseils ne vous déchargent pas de tester les préparations que nous livrons en ce qui concerne leur utilisation adaptée pour l'application envisagée. Puisque l'utilisation de nos préparations s'effectue en dehors de notre contrôle, elle se fait exclusivement sous votre propre responsabilité. Nous garantissons bien entendu la qualité de nos produits selon les normes existantes ainsi que selon les standards correspondants à nos conditions générales de vente et de livraison.

Nos préparations ont été développées pour utilisation en dentisterie. Quant à l'utilisation des produits que nous livrons, les indications données verbalement et/ou par écrit ont été données en bonne connaissance de cause et sans engagement de notre part. Nos indications et/ou nos conseils ne vous déchargent pas de tester les préparations que nous livrons en ce qui concerne leur utilisation adaptée pour l'application envisagée. Puisque l'utilisation de nos préparations s'effectue en dehors de notre contrôle, elle se fait exclusivement sous votre propre responsabilité. Nous garantissons bien entendu la qualité de nos produits selon les normes existantes ainsi que selon les standards correspondants à nos conditions générales de vente et de livraison.

Nos préparations ont été développées pour utilisation en dentisterie. Quant à l'utilisation des produits que nous livrons, les indications données verbalement et/ou par écrit ont été données en bonne connaissance de cause et sans engagement de notre part. Nos indications et/ou nos conseils ne vous déchargent pas de tester les préparations que nous livrons en ce qui concerne leur utilisation adaptée pour l'application envisagée. Puisque l'utilisation de nos préparations s'effectue en dehors de notre contrôle, elle se fait exclusivement sous votre propre responsabilité. Nous garantissons bien entendu la qualité de nos produits selon les normes existantes ainsi que selon les standards correspondants à nos conditions générales de vente et de livraison.

(FR)

Mode d'emploi

Ionolux AC est un matériau de restauration photopolymérisable à base de verre polyalkénoate, renforcé à la résine et radio-opaque, dans la capsule d'application (Application Capsule, AC). Le matériau se distingue par son excellente esthétique, sa bonne manipulation et son auto-adhésion élevée. Chaque capsule d'application contient 0,14 ml de ciment.

Teintes :

A1, A2, A3

Domaines d'application :

- Obturations des classes III et V, avant tous les obturations cervicales et la carie radiculaire
- Obturations des dents de lait
- Petites obturations de la classe I
- Obturations temporaires
- Reconstitutions de moignons
- Fonds de cavité

Application :**Préparation :**

En principe, une préparation d'invasion minimale des cavités en conservant les tissus dentaires saines devrait être effectuée. La préparation de contre-dépouilles n'est pas nécessaire. Cavités de la classe V doivent avoir une profondeur de 1 mm au moins. Enlever les résidus de la préparation à l'aide du spray d'eau et sécher avec de l'air pour obtenir une surface légèrement brillante (ne pas sécher de manière excessive).

Fond de cavité :

A proximité de la pulpe, un fond de cavité d'hydroxyde de calcium devrait être appliqué.

Activation :

Pour activer la capsule il faut injecter le liquide qui se trouve derrière la membrane, située en-dessous de la bague complètement, à l'intérieur de la capsule. Cela peut être effectué à l'aide d'un activateur pour les capsules (voir le mode d'emploi correspondant). Placer la capsule dans l'activateur de sorte que la canule d'application dépasse; la bague doit être orientée vers la partie mobile de l'activateur. **Appuyer sur la poignée pendant 2 s.** Travailler le matériau d'obturation à température ambiante (15°C à 23°C).

Mélange :

Insérer la capsule activée dans un vibreur à haute fréquence avec 4.000 à 4.500 oscillations par minute et mélanger pendant env. 10 s. Enlever la capsule immédiatement du vibreur.

Le temps de travail et la consistance sont influencés par le type de vibreur pour capsules et peuvent être adaptés en variant le temps de malaxage.

Ouverture :

Ouvrir le capuchon vissé côté canule par une rotation de 180° (voir également l’empreinte sur le capuchon) jusqu'à obtention d'un clic.

Application :

Insérer la capsule ouverte dans le dispositif d'une pince d'application (voir le mode d'emploi correspondant). Par la possibilité de tourner la capsule dans le dispositif, la canule peut être tournée dans n'importe quelle position. Appliquer le matériau directement dans la cavité préparée en appuyant sur la poignée. Si nécessaire, utiliser une matrice. Eviter des temps d'attente inutiles entre le malaxage et l'application parce que le durcissement du matériau peut rendre l'application plus difficile. Finir l'obturation, ensuite photopolymériser avec une lampe adéquate. Appliquer et photopolymériser les obturations d'une épaisseur de plus de 2 mm couche par couche.

Ionolux AC peut être travaillé à température ambiante pendant env. 3 min. Des températures plus élevées raccourcissent le temps disponible pour travailler le produit, des températures inférieures le prolongent.

Photopolymérisation :

Pour la photopolymérisation du matériau les appareils habituels de polymérisation peuvent être utilisés. La puissance de la lumière devrait être au minimum 500 mW/cm². Le temps de prise par couche est de 20 s. Mettre la source de lumière le plus proche possible à la surface du ciment. Si la distance est de plus de 5 mm, la profondeur de polymérisation est réduite.

Proportion poudre/liquide [g/g]	2,7:1
Quantité disponible [ml]	min. 0,14
Temps de mélange [s]	10
Temps de travail [min]	>3:00
Photopolymérisation [s]	20

Finition :

L'enlèvement des excédents, ainsi que la finition et le polissage peuvent être effectués immédiatement après la photopolymérisation.

Indications et précautions :

- La capsule AC doit être mélangée immédiatement après son activation.
- En cas de contact avec la peau ou la muqueuse, enlever avec une compresse imbibée avec de l'alcool, ensuite rincer à l'eau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau et consulter un médecin.
- Ionolux AC** contient de l'acide polyacrylique, du verre fluorosilicaté, des amines, BHT et méthacrylates. Dans le cas d'allergies à l'un de ces composants, ne pas utiliser **Ionolux AC**.
- Des substances phénoliques, particulièrement les produits contenant de l'eugénol ou de thymol gênent la prise des ciments. L'utilisation de ciments oxyde de zinc eugenol ou d'autres matériaux contenant de l'eugénol en combinaison avec **Ionolux AC** est par conséquent à éviter.

Stockage :

Stocker dans un sachet en alu fermé à une température entre 4°C à 23°C. Ne plus utiliser **Ionolux AC** après la date de péremption.

Nos préparations ont été développées pour utilisation en dentisterie. Quant à l'utilisation des produits que nous livrons, les indications données verbalement et/ou par écrit ont été données en bonne connaissance de cause et sans engagement de notre part. Nos indications et/ou nos conseils ne vous déchargent pas de tester les préparations que nous livrons en ce qui concerne leur utilisation adaptée pour l'application envisagée. Puisque l'utilisation de nos préparations s'effectue en dehors de notre contrôle, elle se fait exclusivement sous votre propre responsabilité. Nous garantissons bien entendu la qualité de nos produits selon les normes existantes ainsi que selon les standards correspondants à nos conditions générales de vente et de livraison.

(ES)

Instrucciones de uso

Ionolux AC es un material de restauración polialquenoato de vidrio reforzado con resina, radiopaco y fotopolimerizable en la cápsula de aplicación (AC). El material se caracteriza por la estética excelente, buenas propiedades de manipulación y alta adhesión química.

De cada cápsula de aplicación salen por lo menos 0.14 ml.

Colores:

A1, A2, A3

Campos de aplicación:

- Obtuciones clases III y V, especialmente obturaciones cervicales y caries radicular
- Obtuciones de dientes temporarios
- Obtuciones pequeñas de clase I
- Obtuciones provisionales
- Reconstrucciones de muñones
- Relienos

Elaboración:**Preparación:**

En principio, la cavidad debería ser mínimamente invasiva para la preservación de la sustancia dentaria sana. La preparación de socavados no es necesaria. Las cavidades de la clase V deberían tener una profundidad mínima de 1 mm. Eliminar los residuos de la preparación con spray de agua y secar con aire hasta que la superficie brille ligeramante (no desecar).

Relleño:

Aplicar un preparado de hidróxido de calcio para la protección de las áreas cercanas a la pulpa.

Activación:

Para activar la cápsula, el contenido de la bolsita debajo de la grapa tiene que ser inyectada completamente en la cámara de la cápsula. Esto se hace con la ayuda de un activador de cápsulas (véase instrucciones de uso correspondientes). Insertar la cápsula AC en el activador con la punta de inserción hacia arriba y que la grapa esté dirección a la parte móvil del activador. **Presionar completamente la palanca del activador y esperar unos 2 s.** Trabajar el material de obturación a temperatura ambiente (15°C a 23°C).

Mezcla:

Fijar la cápsula activada en un mezclador de alta frecuencia con 4,000 – 4,500 oscilaciones por minuto y mezclar unos 10 s. Sacar inmediatamente la cápsula después de la mezcla.

El tiempo de trabajo y la consistencia son influidos por el tipo de mezclador de cápsulas individual y pueden ser ajustados variando el tiempo de mezcla.

Abrir:

Para abrir a cápsula, girar la tapa del cierre giratorio 180° en el sentido del reloj hasta el tope (véase estampado en la tapa).

Aplicación:

Colocar la cápsula abierta en el soporte de una tenaza de aplicación (véase las instrucciones de uso correspondientes). Girando la cápsula en el soporte se puede dirigir la cánula a la dirección deseada. Aplicar el material directamente en la cavidad preparada presionando la palanca. Si necesario, se puede colocar una matriz. Tiempos de espera innecesarios se deberían evitar entre la mezcla y la aplicación, ya que el endurecimiento del material puede dificultar la aplicación.

Trabajar la restauración, a continuación fotopolimerizar con una lámpara apropiada.

A temperatura ambiente **Ionolux AC** es trabajable por lo menos 3 min. Temperaturas más altas reducen y temperaturas más bajas prolongan el tiempo de trabajo.

Fotopolimerización:

Las lámparas de polimerización convencionales son apropiadas para la fotopolimerización del material. La potencia de luz no debería descender los 500 mW/cm². El tiempo de endurecimiento se eleva a 20 s por capa. Aplicar la fuente de luz lo más cerca posible a la superficie del material. Con una distancia mayor a 5 mm es esperar una menor profundidad de curado.

Relación polvo/líquido [g/g]	2,7:1
Cantidad disponible [ml]	por lo menos 0,14
Tiempo de mezcla [s]	10
Tiempo de trabajo [min]	>3:00
Fotopolimerización [s]	20

Elaboración:

Después de la fotopolimerización se puede terminar y pulir la obturación como de costumbre.

Indicaciones y medidas de seguridad:

- Obsérvese, por favor, que la cápsula AC tiene que ser mezclada inmediatamente después de la activación.
- En caso de contacto con la piel o mucosa, eliminar con una torunda impregnada con alcohol y enjuagar a continuación con agua.
- En caso de contacto con los ojos, lavar detenidamente con agua y consultar a un médico.
- Ionolux AC** contiene ácido poliacrílico, silicato de vidrio de flúor, aminos, BHT y metacrilatos. En caso de que exista hipersensibilidad a estos componentes, no se debería usar **Ionolux AC**.
- Sustancias fenólicas, especialmente preparados que contengan eugenol y timol perturban el endurecimiento del cemento de obturación. El uso de cementos de óxido de cinc eugenol u otros materiales que contengan eugenol en conexión **Ionolux AC** no deberían ser usados por este motivo.

Conservación:

Conservar entre 4°C – 23°C en las bolsas blíster sin abrir. No utilizar **Ionolux AC** después de la fecha de caducidad.

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontológico. En lo que se refiere a la aplicación de nuestros productos, se han dado nuestras indicaciones verbales y/o escritas y consejos sin compromiso según nuestro leal saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud para la aplicación intencionada. Dado que la aplicación de nuestros preparados se efectúa fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente, les aseguramos la calidad de nuestros preparados según las normas correspondientes y de acuerdo con el estándar establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.

(PT)

Instruções de utilização

Ionolux AC é um material de restauração à base de polialcanoato de vidro reforçado com resina, radiopaco e fotopolimerizável, apresentado em cápsulas de aplicação (AC). O material tem uma estética excelente, boas propriedades de manipulação e elevada adesão química. Cada cápsula disponibiliza no mínimo 0,14 ml de material.

Cores:

A1, A2, A3

Indicações:

- Restaurações de classes III e V, especialmente em áreas cervicais e de cáries radiculares
- Restauração de dentes deciduos
- Restauração de pequenas cavidades classe I
- Restauração provisórias
- Construção de núcleos
- Base de cavidade

Modo de utilização:**Preparação:**

Em princípio, a preparação da cavidade deve ser minimamente invasiva para preservar a estrutura dentária saudável. Não é necessário criar retenções. Cavidades de classe V devem ter, no mínimo, 1 mm de profundidade. Remova os resíduos da preparação com jacto de água, seque com ar de forma que a superfície fique levemente húmida (não seque demasiado).

Bases:

Áreas próximo da polpa devem ser protegidas com uma base de hidróxido de cálcio.

Ativação:

Para ativar a cápsula, o conteúdo da bolsa de líquido sob a capa deve ser completamente injetado na câmara do pó. Isto é realizado com um ativador de cápsulas (siga as respectivas instruções). Insira a cápsula no ativador com o bico para cima e a tampa lateral virada para a parte móvel do ativador. **Pressione a alavanca do ativador completamente para baixo e mantenha nessa posição durante 2 s.** Use o material à temperatura ambiente (15°C – 23°C).

Mistura:

Coloque a cápsula activada num misturador de alta frequência com 4000 – 4500 oscilações por minuto, e misture durante 10 segundos. Retire a cápsula do misturador imediatamente.

O tempo de trabalho e consistência são influenciados pelo tipo de misturador e podem ser alterados variando o tempo de mistura.

Abertura:

Para abrir a cápsula, rode a tampa com a ponta 180° no sentido dos ponteiros do relógio até parar (veja a seta na tampa).

Aplicação:

Insira a cápsula aberta num aplicador (siga as respectivas instruções). Rodando a cápsula no ativador pode orientar a ponta na direcção desejada. Aplique o material directamente na cavidade pressionando a alavanca do aplicador. Se necessário, utilize uma matriz. Evite tempos de espera desnecessários entre a mistura e a aplicação porque o endurecimento do material pode tornar a aplicação mais difícil.

Modele a restauração e foto-polimerize com um aparelho de luz adequado.

Restaurações com mais de 2 mm espessura devem ser aplicadas e fotopolimerizadas em camadas.

À temperatura ambiente, **Ionolux AC** tem um tempo de trabalho de 3 min. Temperaturas mais elevadas encurtam o tempo de trabalho, baixas temperaturas prolongam-no.

Fotopolimerização:

O material pode ser fotopolimerizado com aparelhos de luz disponíveis no mercado. A intensidade de luz não deve ser inferior a 500 mW/cm². O tempo de polimerização é de 20 s por camada. Mantenha a ponta da goima de luz tão próximo quanto possível da superfície da restauração. Se a distância for superior a 5 mm, a profundidade da polimerização será reduzida.

Rácio pó/líquido [g/g]	2,7:1
Quantidade disponível [ml]	0,14 mínimo
Tempo de mistura [s]	10
Tempo de trabalho [min]	>3:00
Fotopolimerização [s]	20

Acabamento:

Após fotopolimerizar, remova os excessos de material e proceda ao acabamento e polimento como de costume.

Informações

